

Pflegemittel

Die Anforderungen an Pflegemittel auf einen Blick



Sicherheit

Intensive Desinfektion ist die Grundvoraussetzung für unbeschwertes Kontaktlinsentragen.



Leistungsfähigkeit

Die Pflegeprodukte von Alcon unterstützen Kontaktlinsen dabei, ihre volle Leistungsfähigkeit auszunutzen.



Komfort

Entfernung von Ablagerungen (Proteine, Make-up-Rückstände etc.) für ein komfortables Tragegefühl

Nicht nur die Wahl der richtigen Kontaktlinse ist wichtig, auch das passende Pflegemittel trägt zu langfristigem Tragekomfort bei. Hierbei ist eine optimale Abstimmung von Kontaktlinsen und Pflegemittel für den Kontaktlinsenträger wichtig.

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®

Lieferprogramm

AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®

Art.-Typ	Produkt	Inhalt
APH90	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Erstausrüstung	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
TRAVELAPH	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Reise-Set (geeignet für Kontaktlinsen- Einsteiger oder für die Reise)	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 90 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC Handspiegel
APH360	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Einzelflasche	1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 1 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APHVP	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Doppelpack	2 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 2 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC
APHSY	AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Vierpack	4 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®, 360 ml 4 x AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® Kontaktlinsenbehälter mit AODISC



AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde®

Anwendungsempfehlung und Eigenschaften

Anwendungsempfehlung

- Für weiche Kontaktlinsen aus Hydrogel und Silikon-Hydrogel
- Für formstabile Kontaktlinsen

Eigenschaften

- Optimierte Feuchtigkeitsbindung¹
- Mit HydraGlyde® Moisture Matrix für eine verbesserte Benetzung¹
- Zuverlässige Desinfektion über die ISO-Standards hinaus²
- Keine Konservierungsstoffe am Auge
- Neuer Behälter zu jeder Flasche – der Katalysator steckt fest auf der Kontaktlinshalterung, damit nichts verwechselt oder vergessen werden kann.
- 5 Sekunden mit AOSEPT® PLUS mit HydraGlyde® das komplette Körbchen mit den Kontaktlinsen abspülen
- 6 Stunden selbsttätige Neutralisation abwarten
- Aufbewahren der Kontaktlinsen im ungeöffneten Behälter bis max. 14 Tage
- Detaillierte Anwendungshinweise und Sicherheitsinformationen siehe Gebrauchsanweisungen.

